



# ナノエレクトロスプレーインターフェース

## XYZ 位置調整ステージ NTMS

イオントラップ型質量分析計 LCQ / LTQ 対応の、キャピラリーカラム用ステージです。 X-Y-Z 軸 3 方向の調整距離が長くなるように設計し、位置決め操作性が格段に向上しています。20cm 長のカラムに対応することができます。 Stone Arc キャピラリーカラムと合わせて御使用いただきますと上記の操作性に加え、シャープな波形と高感度なデータが得られ、しかも低価格。



LTQ に装着



Stone Arc キャピラリーカラム(当社製品)



カメラ搭載(オプション)



キャピラリーカラム電圧印加部

### < 付属品 >

- テフロンコートステージ(カラムホルダー)
- ステージカバー
- XYZ 位置調整スタンド(本体ロック機構)
- 電圧印加ケーブル



日京テクノ株式会社

東京都文京区本郷2-17-8 企画部

TEL03-3814-2066

FAX03-3814-2060

<http://www.nikkyo-tec.co.jp>