


バイアル用ミニ遠心機 NTCF-V8



バイアル用の専用遠心機です。
バイアルは8本掛けになります。



攪拌



遠心後

上記テストは食用粉体で行いました。(平均粒度：30~40 μ m)
回転時から停止までの時間は約20秒です。

Contributing to the Society Through Support to the Advanced Research

 **日京テクノス株式会社**

17-8 Hongo, 2-Chome, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0033 Japan

Tel 03-3814-2066 Fax 03-3814-2060

<http://www.nikko-tec.co.jp>